

Link do produktu: <https://be-bike.pl/siodlo-selleroyal-respiro-soft-relaxed-90st-zel-p-9044.html>



Siodło SelleRoyal Respiro Soft Relaxed 90st żel

Cena	389,90 zł
Numer katalogowy	SR-5132DETB291L4
Kod EAN	8021890575104

Opis produktu

ESPIRO

Startuj w chłodzie, pozostań w chłodzie. Siodło roweru nagrzewa się gdy rower pozostaje na zewnątrz w słońcu w czasie upalnej pogody lub przy długotrwałej jeździe. Gdy jego temperatura wzrasta powyżej temperatury ciała, siadając na nim mamy uczucie szybkiego pocenia się i dyskomfortu, czasami dyskomfort przechodzi w ból. Respiro, znaczy po włosku oddychać, utrzymywanie niższej temperatury siodła do 25%, dzięki zastosowaniu Microtex'u i kanałów wentylacyjnych. Respiro jest serią sioდეł o anatomicznym wykonaniu, aby sprostać wymaganiom zarówno kobiet jak i mężczyzn.

POZYCJA ZRELAKSOWANA 90°

Rowerzysta zazwyczaj siedzi na siodle w pozycji wyprostowanej z kręgosłupem pod kątem 90 stopni. Ta pozycja przenosi ponad 60% masy rowerzysty bezpośrednio na tylną część siodła.

Typ: uniwersalne

Wymiary: 256mm x 227mm

Waga: 771g

Technologie:

COOL COVER

Nasza niezwykła powłoka jest nawet do 25 °C chłodniejsza niż normalne czarne siodła z powodu naszego specjalnego materiału, który odbija światło słoneczne.

ELASTOMERS

Bezpieczne, ciche i trwale nie odkształcające się elastomery mogą wchłonąć nawet najostrzejsze i najbardziej nieoczekiwane wstrząsy, ponieważ działają w pionie i w poziomie.

FOAM MATRIX

Otwarta struktura komórkowa pianki Matrix nadaje zwiększoną elastyczność i oddychalność, co gwarantuje trwałe i komfortowe siodło.

INTEGRATED CLIP SYSTEM

Opatentowany system klip umieszczony z tyłu siodła do łatwego przymocowania oświetlenia lub torebki podsiodłowej.

ROYALGEL™

Najlepsza redukcja punktów uciskowych. Używany na podstawie licencji przez Selle Royal, Royalgel™ jest wyłącznym żelem opatentowanym przez firmę Bayer Material Science w Niemczech. Royalgel™ to poliuretanowy matrix, który wstrzykuje się bezpośrednio pod pokryciem siodła podczas procesu produkcyjnego. To jedyny żel, który nie starzeje się, nie twardnieje i nie przemieszcza się. Wyraźnie odróżnia się od innych rodzajów żelu z prostego powodu: inne rodzaje żelu są formowane w strukturę plastra miodu, stosując twarde, ale elastyczne zwarte materiały, które nie deformują się, ale po prostu załamują się pod ciężarem. W związku z tym, że nie mają takiej jakości adaptacji jak Royalgel™.

Badania naukowe dowiodły, że Royalgel™ zmniejsza nacisk na kość łonową i kości kulszowe do 40% w porównaniu do innych żelowych i nieżelowych sioდეł, aby zapewnić maksymalny poziom komfortu poprzez lepsze rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni.

VENTILATION CHANNEL

Łagodzi nacisk na obszarze krocza, jednocześnie redukując nieprzyjemne pocenie.

WATER RESISTANT

Royal Vacuum Light to technologia Selle Royal, która powoduje że siodło jest w 100% szczelne (wodoodporne) i 20% lżejsze od zwykłych sioდეł tej samej kategorii.

